



**PHILIPS X5-1 XMATRIX**  
**ULTRASCHALLSONDE**  
**ULTRASCHALLWANDLER SONDE**

SKU: DY082024

~~2.550,00 €~~ **2.340,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Philips X5-1 xMatrix Ultraschallsonde ist eine hochmoderne Ultraschallsonde, die für verschiedene medizinische Anwendungen, insbesondere in der Kardiologie und der Geburtshilfe, entwickelt wurde. Sie kombiniert die Vorteile von konventionellen und Matrix-Ultraschalltechnologien, um hochauflösende Bilder in Echtzeit zu liefern.

Hier sind einige Merkmale und Vorteile der Philips X5-1 xMatrix Ultraschallsonde:

1. **xMatrix-Technologie:** Diese Technologie ermöglicht eine flexible Bildgebung aus verschiedenen Winkeln, was die Beurteilung komplexer anatomischer Strukturen erleichtert.
2. **Breites Frequenzspektrum:** Die Sonde bietet ein breites Frequenzspektrum, das eine hohe Bildqualität bei unterschiedlichen Tiefen ermöglicht.
3. **Echtzeit-Bildgebung:** Die Sonde unterstützt die Echtzeit-Bildgebung, was für dynamische Untersuchungen wichtig ist.
4. **Anpassungsfähigkeit:** Sie kann für verschiedene klinische Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Herzultraschall (Echokardiographie) und abdominaler Untersuchungen.
5. **Ergonomisches Design:** Das Design der Sonde ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, um den Komfort für den Anwender während längerer Untersuchungen zu erhöhen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

