



[PHILIPS PRACTIX 360 MOBILES](#) [RÖNTGENAPPARAT DOM 2011](#)

SKU: EU022024

~~5.125,00 €~~ **4.914,00 €**



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Philips Practix 360 ist ein mobiler Röntgenapparat, der für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen konzipiert wurde. Er bietet eine flexible und effiziente Lösung für die Durchführung von Röntgenuntersuchungen, insbesondere in Notfallsituationen oder in Bereichen, wo eine stationäre Röntgenanlage nicht verfügbar ist. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen über den Philips Practix 360:

1. **Mobiles Design:** Der Practix 360 ist leicht und mobil, was ihn ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder bei Hausbesuchen macht.
2. **Bildqualität:** Das Gerät bietet eine hohe Bildqualität durch fortschrittliche digitale Bildverarbeitungstechnologien, die eine präzise Diagnose ermöglichen.
3. **Einfache Bedienung:** Der Röntgenapparat ist benutzerfreundlich gestaltet, mit einem intuitiven Bedienfeld, das es dem medizinischen Personal erleichtert, Röntgenaufnahmen schnell und effizient durchzuführen.
4. **Schnelle Aufnahmen:** Der Practix 360 ermöglicht schnelle Röntgenaufnahmen, was besonders wichtig ist in Notfallsituationen oder bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität.
5. **Flexibilität:** Das Gerät kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Thorax-, Abdomen- und Extremitätenaufnahmen.
6. **Strahlenschutz:** Der Philips Practix 360 ist mit Funktionen ausgestattet, die dazu beitragen, die Strahlenexposition für Patienten und Personal zu minimieren.
7. **Integration:** Es kann in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um einen nahtlosen Informationsfluss zu gewährleisten.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

