



## [PHYSIO - CONTROL LIFEPAK 15 DEFI - DEFIBRILATOR](#)

SKU: CW022022 // CD032022 //

**PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 Defi** ist ein hochmoderner Defibrillator, der schnelle und präzise Defibrillation zur Behandlung von Herzstillstand bietet. Das Gerät überzeugt durch intuitive Bedienung und zuverlässige Technologie, um lebensrettende Maßnahmen effektiv zu unterstützen.



---

Categories: [Defibrillatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 Defibrillator** ist ein hochmodernes, multifunktionales Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Notfallsituationen entwickelt wurde. Er kombiniert modernste Defibrillationstechnologie mit umfassenden Überwachungs- und Therapiefunktionen, um optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Fortschrittliche Defibrillationstechnologie:** Der LIFEPAK 15 verwendet biphasische Impulse, die eine effektive und sichere Defibrillation ermöglichen und gleichzeitig das Risiko von Herzgewebeschäden minimieren.
- **Synchronisierte Kardioversion:** Für die Behandlung von tachykarden Arrhythmien bietet das Gerät eine präzise synchronisierte Kardioversion.
- **Transkutane Schrittmacherfunktion:** Ermöglicht die temporäre Stimulation des Herzens bei bradykarden Rhythmen.
- **Umfassende Patientenüberwachung:** Integrierte EKG-Überwachung mit 3- oder 4-Kanal-Anzeige, SpO<sub>2</sub>, Kapnographie (EtCO<sub>2</sub>), Blutdruckmessung (NIBP) und Temperaturüberwachung.
- **Automatische und manuelle Betriebsmodi:** Der Defibrillator kann sowohl automatisch für Laienhelfer als auch manuell für medizinisches Fachpersonal betrieben werden.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit gut lesbarem Farbdisplay, klaren Anweisungen und



akustischen Hinweisen unterstützt eine schnelle und sichere Anwendung unter Stressbedingungen.

- **Robustes und mobiles Design:** Der LIFEPAK 15 ist leicht, kompakt und für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Rettungsdienst, Klinik und Katastrophenschutz, konzipiert.
- **Datenmanagement:** Speicherung und Übertragung von Patientendaten und Ereignisprotokollen zur Nachbereitung und Qualitätskontrolle.

### **Anwendungsgebiete:**

Der PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 ist ideal geeignet für professionelle Anwender im Rettungsdienst, in Krankenhäusern sowie in mobilen medizinischen Einheiten. Er unterstützt die Behandlung von plötzlichem Herzstillstand, lebensbedrohlichen Arrhythmien und anderen kardiologischen Notfällen.

### **Fazit:**

Mit seiner Kombination aus modernster Defibrillationstechnologie, vielseitigen Überwachungsfunktionen und benutzerfreundlichem Design stellt der PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 Defibrillator ein unverzichtbares Instrument für die schnelle und effektive Notfallversorgung dar. Er gewährleistet eine sichere Patientenbehandlung und verbessert die Überlebenschancen signifikant.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

