



PHYSIO-CONTROL REF 3006570-007
LIFEPAK 15 QUIK-COMBO THERAPY CABLE

SKU: DA042024-K

222,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kabel](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hauptmerkmale des QUIK-COMBO Therapy Cable:

1. Multifunktionalität:

- Das QUIK-COMBO-Kabel ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von EKG-Elektroden und Defibrillatorelektroden. Dies erleichtert die Überwachung des Patienten und die Durchführung von Defibrillationseingriffen ohne den Wechsel von Kabeln.

2. Einfache Handhabung:

- Das Design des Kabels ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung zu den entsprechenden Elektroden, was in Notfallsituationen entscheidend sein kann.

3. Kompatibilität:

- Das QUIK-COMBO-Kabel ist speziell für den Einsatz mit dem LIFEPAK 15 Defibrillator/Monitor konzipiert, was eine nahtlose Integration in das System gewährleistet.

4. Robustheit:

- Die Konstruktion des Kabels ist auf Langlebigkeit ausgelegt, um den Anforderungen im klinischen Umfeld standzuhalten.

5. Schnelle Verbindung:

- Mit dem QUIK-COMBO-System können medizinische Fachkräfte schnell zwischen verschiedenen Therapiefunktionen wechseln, was die Effizienz bei der Patientenversorgung erhöht.

Anwendungsgebiete

Das LIFEPAK 15 und das QUIK-COMBO-Kabel werden häufig in Notaufnahmen, Rettungsdiensten und anderen



medizinischen Einrichtungen eingesetzt, wo eine sofortige Überwachung und Behandlung von Patienten erforderlich ist.

Fazit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

