



**PHYSIO-CONTROL REF 3006570-007**  
**LIFEPAK 15 QUIK-COMBO THERAPY CABLE**

SKU: DA042024-K

**222,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Kabel](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Hauptmerkmale des QUIK-COMBO Therapy Cable:

**1. Multifunktionalität:**

- Das QUIK-COMBO-Kabel ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von EKG-Elektroden und Defibrillatorelektroden. Dies erleichtert die Überwachung des Patienten und die Durchführung von Defibrillationseingriffen ohne den Wechsel von Kabeln.

**2. Einfache Handhabung:**

- Das Design des Kabels ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung zu den entsprechenden Elektroden, was in Notfallsituationen entscheidend sein kann.

**3. Kompatibilität:**

- Das QUIK-COMBO-Kabel ist speziell für den Einsatz mit dem LIFEPAK 15 Defibrillator/Monitor konzipiert, was eine nahtlose Integration in das System gewährleistet.

**4. Robustheit:**

- Die Konstruktion des Kabels ist auf Langlebigkeit ausgelegt, um den Anforderungen im klinischen Umfeld standzuhalten.

**5. Schnelle Verbindung:**

- Mit dem QUIK-COMBO-System können medizinische Fachkräfte schnell zwischen verschiedenen Therapiefunktionen wechseln, was die Effizienz bei der Patientenversorgung erhöht.

## Anwendungsgebiete

Das LIFEPAK 15 und das QUIK-COMBO-Kabel werden häufig in Notaufnahmen, Rettungsdiensten und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt, wo eine sofortige Überwachung und Behandlung von Patienten erforderlich ist.



ist.

**Fazit**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

