




PHYSIOMED HIVAMAT 200 **ELEKTROTHERAPIE -**

SKU: BZ062024-NV

Physiomed HIVAMAT 200 Elektrotherapie ist ein innovatives Gerät zur effektiven Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen mittels hochfrequenter elektromagnetischer Impulse. Es unterstützt die Durchblutung und fördert die Regeneration des Gewebes, wodurch Heilungsprozesse gezielt beschleunigt werden können.



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Physiomed HIVAMAT 200** ist ein hochmodernes Gerät zur Elektrotherapie, das speziell für die effektive Behandlung von Schmerzen, Muskelverspannungen und Durchblutungsstörungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem bewährten Prinzip der **induktiven Therapie**, bei der hochfrequente elektromagnetische Felder zur Tiefenbehandlung des Gewebes eingesetzt werden.

Die innovative Technologie des HIVAMAT 200 ermöglicht eine **tiefenwirksame Stimulation** von Muskeln und Nerven, was zu einer verbesserten Mikrozirkulation, Schmerzlinderung und einer beschleunigten Geweberegeneration führt. Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in der Physiotherapie, Orthopädie, Sportmedizin sowie in der Rehabilitation.

Besondere Merkmale des Physiomed HIVAMAT 200:

- **Induktive Therapie:** Nutzung von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern zur tiefenwirksamen Muskelstimulation und Schmerzbehandlung.
- **Vielseitige Applikatoren:** Verschiedene handliche Applikatoren ermöglichen eine präzise und individuelle Behandlung unterschiedlicher Körperregionen.



- **Einstellbare Therapiedauer und Intensität:** Anpassung der Behandlungsparameter an die Bedürfnisse des Patienten für optimale Ergebnisse.
- **Schonende und nicht-invasive Anwendung:** Schmerzfreie Behandlung ohne Nebenwirkungen oder Einschränkungen im Alltag.
- **Ergonomisches Design:** Benutzerfreundliches Bedienfeld und übersichtliches Display für einfache Handhabung durch Therapeuten.

Die Therapie mit dem HIVAMAT 200 unterstützt die **Schmerzlinderung bei akuten und chronischen Beschwerden** wie Muskelverspannungen, Triggerpunkten, Arthrose oder postoperative Zustände. Zudem fördert sie die **Mobilisierung der Muskulatur** und kann in Kombination mit weiteren physiotherapeutischen Maßnahmen eingesetzt werden.

Dank der präzisen Steuerungsmöglichkeiten und der effektiven Wirkungsweise stellt der Physiomed HIVAMAT 200 eine wertvolle Ergänzung in der modernen physikalischen Therapie dar. Er bietet Therapeuten eine zuverlässige Methode zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Steigerung des Patientenkomforts.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

