



PHYSIOMED PHYSIOVAC-EXPERT VAKUUMTHERAPIEGERÄT

SKU: CH022026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Elektrophysiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **PHYSIOVAC-Expert** von PhysioMed ist ein **spezialisiertes Gerät für die Vakuumapplikation und Saugwellentherapie**. Es dient primär dazu, Reizströme effizient über Vakuumelektroden am Patienten zu applizieren, ohne dass Fixierbänder oder Klebeelektroden benötigt werden.

Kernfunktionen und Merkmale

- **Vakuum-Applikation:** Erlaubt die schnelle Elektrodenanlage, besonders an schwierigen Stellen wie dem Rumpf.
- **Saugwellentherapie:** Durch stufenlos einstellbare, pulsierende Saugwellen wird die Durchblutung gefördert, was die Übertragungseigenschaften der Ströme verbessert.
- **Pulsationsbetrieb:** Vakuum und Pulsation sind in **10 Stufen** regelbar.
- **Sicherheit:** Ein integriertes Wasserabscheider-Schutzsystem schützt das Gerät vor Feuchtigkeit.
- **Kombination:** Es ist die ideale Ergänzung zu den Reizstromgeräten der [PHYSIOMED Expert-Line](#) wie dem **IONOSON-Expert** oder **PHYSIODYN-Expert**.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

