



**POLYSOMNOGRAPH (AUSSTATTUNG
SCHLAFLABOR) ALICE III FA. HEINEN UND
LÖWENSTEIN**

SKU: DX052019-K

Resironics PPI-2
Heinen Löwenstein P4
Calvin ALICE 3
ELBEX

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Resironics PPI-2
Heinen Löwenstein P4
Calvin ALICE 3
ELBEX

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

