



POLYSTAR 620 DSM **FOLIENSCHWEISSGERÄT**

SKU: F092023



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **POLYSTAR 620 DSM Folienschweißgerät** ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das speziell für das sichere und effiziente Verschweißen von medizinischen Folien und Beuteln entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Laboren und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen sterile Verpackungen unerlässlich sind.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Schweißbreite:** 620 mm – bietet ausreichend Platz für breite Folien und große Verpackungen.
- **Automatischer Doppelschweißmodus (DSM):** sorgt für eine gleichmäßige, doppelte Schweißnaht, die höchste Dichtigkeit garantiert.
- **Präzise Temperatureinstellung:** Ermöglicht die Anpassung der Schweißtemperatur an verschiedene Folientypen für optimale Ergebnisse.
- **Robuste Bauweise:** Aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt, gewährleistet das Gerät eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle und sichere Handhabung, auch für ungeübtes Personal.
- **Schneller Schweißzyklus:** Minimiert die Wartezeiten und erhöht die Effizienz im Arbeitsablauf.

Anwendungsbereiche:

- Sterilisation und Verpackung von medizinischen Instrumenten und Geräten
- Herstellung von sterilen Versiegelungen für OP-Materialien
- Laborproben und pharmazeutische Verpackungen
- Verpackung von Einwegprodukten in der Medizin

Vorteile des POLYSTAR 620 DSM:



- Garantiert eine **sterile und sichere Verpackung** durch doppelte Schweißnaht.
- Schützt vor Kontamination und erhöht die Haltbarkeit der Produkte.
- Erfüllt die Anforderungen der **medizinischen Hygiene- und Sicherheitsstandards**.
- Optimiert die Arbeitsprozesse durch **kurze Schweißzeiten** und einfache Handhabung.
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Folientypen und -stärken.

Das POLYSTAR 620 DSM Folienschweißgerät ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für alle medizinischen Einrichtungen, die auf höchste Qualität und Sicherheit bei der Verpackung angewiesen sind. Mit diesem Gerät gewährleisten Sie eine zuverlässige Versiegelung, die den strengen Anforderungen der medizinischen Praxis voll entspricht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

