



## [POLYTECH SILIMED BPS 1001 MICROPIGMENTATION SYSTEM](#)

**SKU:** B072017

**355,81 €**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird  
nicht gesondert ausgewiesen**



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

10 kg



## GALLERIE

