



## [PRECISION MEDICAL PM5300 LOW FLOW OXYGEN BLENDER](#)

SKU: AT102024

~~320,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Sauerstoff Druckminderer](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Precision Medical PM5300 Low Flow Oxygen Blender ist ein Gerät, das zur Mischung von Sauerstoff und Luft verwendet wird, um eine präzise Kontrolle der Sauerstoffkonzentration in medizinischen Anwendungen zu ermöglichen. Solche Blenders sind besonders wichtig in der Atemtherapie und bei der Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen.

Hier sind einige wichtige Merkmale und Vorteile des PM5300 Low Flow Oxygen Blenders:

1. **Präzise Sauerstoffkontrolle:** Der Blender ermöglicht die Einstellung einer genauen Sauerstoffkonzentration, was für die Behandlung von Patienten mit spezifischen Bedürfnissen entscheidend ist.
2. **Niedriger Durchfluss:** Entwickelt für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, was ihn ideal für die Verwendung bei Patienten macht, die eine sanfte Sauerstoffzufuhr benötigen.
3. **Einfache Bedienung:** Die Benutzeroberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell und effizient arbeiten kann.
4. **Robuste Bauweise:** Diese Geräte sind oft so konstruiert, dass sie den Anforderungen eines klinischen Umfelds standhalten.
5. **Sicherheitsmerkmale:** Viele Modelle verfügen über Sicherheitsfunktionen, um sicherzustellen, dass die richtige Mischung geliefert wird und um das Risiko von Fehlern zu minimieren.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

