



PRIMEDIC DEFI-N METRAX M100 DEFIBRILATOR

SKU: DC112023 **599,00 € 466,83 €**

zzgl. Versandkosten



Categories: Defibrillator

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Primedic Defi-N Metrax M100** ist ein automatisierter externer Defibrillator (AED), der für den Einsatz in Notfallsituationen konzipiert ist, um bei Herzstillstand lebensrettende Maßnahmen zu unterstützen. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

- 1. **Funktion**: Der Defi-N Metrax M100 erkennt Herzrhythmen und kann bei Bedarf elektrische Schocks abgeben, um das Herz wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Er ist darauf ausgelegt, auch von Laienbedienern verwendet zu werden.
- 2. **Benutzerfreundlichkeit**: Das Gerät verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anweisungen, die den Anwender Schritt für Schritt durch den Defibrillationsprozess führen. Dies erleichtert die Anwendung in stressigen Situationen.
- 3. **Einsatzbereich**: Der Primedic Defi-N M100 wird häufig in öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen und im Gesundheitswesen eingesetzt. Er ist tragbar und kann schnell an verschiedenen Orten eingesetzt werden.
- 4. Technologie: Der Defibrillator nutzt moderne Technologien zur Analyse des Herzrhythmus und zur Bereitstellung von Schockabgaben, wenn dies erforderlich ist. Viele Modelle bieten auch eine Sprachführung und visuelle Hinweise.
- 5. **Sicherheit**: Die Geräte sind so konzipiert, dass sie sicher in der Anwendung sind, mit Schutzmechanismen, die verhindern, dass ein Schock abgegeben wird, wenn dies nicht notwendig ist.
- 6. **Wartung**: Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geräts sind wichtig, um sicherzustellen, dass es im Notfall einsatzbereit ist. Dazu gehört auch der Austausch von Elektrodenpads und Batterien gemäß den Herstelleranweisungen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







