



## [PULSION PULSIOFLEX PATIENT MONITOR](#)

SKU: EL032024

~~725,99 €~~ **561,60 €**



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Pulsion Pulsioflex ist ein Patientenmonitor, der speziell für die Überwachung von hämodynamischen Parametern entwickelt wurde. Er wird häufig in Intensivstationen und während chirurgischer Eingriffe eingesetzt, um eine präzise Überwachung des kardiovaskulären Status von Patienten zu gewährleisten. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Pulsion Pulsioflex:

### Merkmale des Pulsion Pulsioflex:

- Hämodynamische Überwachung:** Der Pulsioflex ermöglicht die kontinuierliche Überwachung wichtiger hämodynamischer Parameter wie Herzzeitvolumen, Schlagvolumen, Blutdruck und andere relevante Werte.
- Minimale Invasivität:** Das System kann mit minimalinvasiven Techniken arbeiten, was das Risiko für den Patienten verringert und gleichzeitig genaue Messungen ermöglicht.
- Integration:** Der Monitor kann oft mit anderen medizinischen Geräten und Systemen integriert werden, um eine umfassende Patientenüberwachung zu ermöglichen.
- Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell auf die benötigten Informationen zugreifen kann.
- Datenanalyse:** Der Pulsioflex bietet Funktionen zur Analyse von Trends und zur Speicherung von Patientendaten, was die Entscheidungsfindung im klinischen Umfeld unterstützt.
- Alarmfunktionen:** Das Gerät verfügt über verschiedene Alarmfunktionen, die das medizinische Personal auf kritische Veränderungen im Zustand des Patienten aufmerksam machen.

### Anwendungen:

- Intensivmedizin
- Anästhesie
- Kardiologie



- Chirurgie

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

