



## [QUICKELS QN251 EKG ABLEITUNGSKABEL](#)

**SKU:** KE052025-NV

**Quickels QN251 EKG Ableitungskabel** ist ein hochwertiges, langlebiges Kabel, das eine präzise und sichere Signalübertragung für EKG-Messungen gewährleistet. Es überzeugt durch seine zuverlässige Kompatibilität mit gängigen EKG-Geräten und sorgt für eine störungsfreie Diagnostik.



---

**Categories:** [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

