



**R. WOLF PANOVIEW PLUS AUTOCLAVE**  
**8912.402, 0° WCO2 LASER USE R.WOLF**

**SKU:** BF042024



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der R. Wolf Panoview Plus ist ein Endoskopiesystem, das häufig in der medizinischen Diagnostik und Chirurgie eingesetzt wird. Es bietet eine hochauflösende Bildgebung und ermöglicht Ärzten, präzise Eingriffe durchzuführen.

Die Autoklavierung (8912.402) bezieht sich auf den Prozess der Sterilisation von medizinischen Instrumenten, um sicherzustellen, dass sie frei von Mikroorganismen sind. Der Panoview Plus kann mit einem Autoklaven sterilisiert werden, um die Hygiene und Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen zu gewährleisten.

Der WCO2-Laser von R. Wolf ist ein Lasergerät, das in verschiedenen medizinischen Anwendungen eingesetzt wird, darunter die Chirurgie. CO2-Laser sind bekannt für ihre Fähigkeit, Gewebe präzise zu schneiden oder zu verdampfen, was sie in der minimalinvasiven Chirurgie besonders nützlich macht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

