



## [RADIOMETER ABL80 FLEX](#)

SKU: CH112024

~~1.150,00 €~~ **1.053,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Radiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Radiometer ABL80 FLEX ist ein tragbares Blutgasanalysesystem, das in der klinischen Diagnostik eingesetzt wird. Es ermöglicht die schnelle und präzise Analyse von Blutproben, um wichtige Parameter wie pH-Wert, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Bikarbonat, Elektrolyte und andere relevante Werte zu bestimmen. Hier sind einige der Hauptmerkmale des ABL80 FLEX:

1. **Kompakte Bauweise:** Das Gerät ist tragbar und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen, einschließlich Notaufnahmen und Intensivstationen.
2. **Schnelle Ergebnisse:** Der ABL80 FLEX bietet eine schnelle Analysezeit, sodass medizinisches Personal zeitnah Entscheidungen treffen kann.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Das System ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit einem intuitiven Touchscreen-Interface.
4. **Vielseitigkeit:** Es kann verschiedene Arten von Proben analysieren, einschließlich arterieller und venöser Blutproben.
5. **Integration:** Der ABL80 FLEX kann oft in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um die Datenverwaltung zu erleichtern.
6. **Hohe Genauigkeit:** Die Geräte von Radiometer sind bekannt für ihre präzisen Messungen und Zuverlässigkeit.



in der klinischen Praxis.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

