



[REICHERT LEICA 12450 XPERT NCT PLUS ADVANCED LOGIC TONOMETER](#)

SKU: E062024-NV

Das Reichert Leica 12450 Xpert NCT Plus Advanced Logic Tonometer bietet präzise und schnelle Messungen des Augeninnendrucks mittels berührungsloser Technologie. Es überzeugt durch fortschrittliche Logikfunktionen für verbesserte Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit in der ophthalmologischen Diagnostik.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Reichert Leica 12450 Xpert NCT Plus Advanced Logic Tonometer** ist ein hochentwickeltes, berührungsloses Tonometer, das speziell für die präzise und zuverlässige Messung des Augeninnendrucks (IOD) entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design und bietet somit eine optimale Lösung für die Glaukomdiagnostik und Augeninnendrucküberwachung in der ophthalmologischen Praxis.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Berührungslose Messung:** Das Tonometer arbeitet mit der Non-Contact-Technologie (NCT), die eine schmerzfreie und hygienische Augeninnendruckmessung ohne direkten Kontakt mit der Hornhaut ermöglicht.
- **Advanced Logic Technologie:** Diese intelligente Auswertungsmethode gewährleistet besonders präzise und reproduzierbare Messergebnisse durch automatische Anpassung an individuelle Augenparameter.
- **Schnelle Messung:** Der Messvorgang erfolgt innerhalb von Sekunden, wodurch eine effiziente Patientenuntersuchung ermöglicht wird.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Das übersichtliche Display und die intuitive Bedienoberfläche erleichtern die Handhabung und minimieren die Messfehler.
- **Datenmanagement:** Integration in Praxis-EDV-Systeme und Speicherung von Messwerten zur



Langzeitkontrolle und Dokumentation sind problemlos möglich.

- **Ergonomisches Design:** Kompaktes und leichtes Gerät, das sich problemlos in jeden Praxisablauf integrieren lässt.

Anwendungsgebiete:

Das Reichert Leica 12450 Xpert NCT Plus ist ideal geeignet für:

- Früherkennung und Verlaufskontrolle des Glaukoms
- Regelmäßige Augeninnendruckmessungen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen
- Monitoring bei Patienten mit erhöhtem Risiko für Augenerkrankungen

Vorteile für die Praxis:

- Erhöhte Patientenzufriedenheit durch berührungslose und schnelle Messung
- Reduzierte Infektionsrisiken dank kontaktfreier Technologie
- Zuverlässige Diagnostik durch innovative Advanced Logic Auswertung
- Effiziente Arbeitsabläufe durch einfache Bedienung und schnelles Datenhandling

Mit dem **Reichert Leica 12450 Xpert NCT Plus Advanced Logic Tonometer** investieren Sie in ein präzises, sicheres und modernes Messinstrument, das die Qualität Ihrer ophthalmologischen Diagnostik maßgeblich verbessert und Ihnen dabei hilft, bestmögliche Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

