



RESMED ASTRAL 150 BEATMUNGSGERÄT - DOM 2019 - NEUWERTIG -

SKU: N072024

~~4.500,00 €~~ **3.899,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

ResMed Astral 150 Beatmungsgerät aus dem Jahr 2019, neuwertig und zuverlässig für die nichtinvasive oder invasive Beatmung. Dieses kompakte Gerät bietet flexible Einstellungen und eine benutzerfreundliche Bedienung, ideal zur Unterstützung der Atemfunktion bei Patienten mit chronischer oder akuter Ateminsuffizienz.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ResMed Astral 150 Beatmungsgerät** ist ein hochmodernes, tragbares Beatmungssystem, das speziell für die Langzeitbeatmung von Patienten mit chronischer respiratorischer Insuffizienz entwickelt wurde. Dieses Gerät aus dem Jahr **DOM 2019** befindet sich in einem neuwertigen Zustand und bietet eine zuverlässige sowie flexible Lösung für die invasive und nicht-invasive Beatmung.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Vielseitige Beatmungsmodi:** Das Astral 150 unterstützt sowohl invasive als auch nicht-invasive Beatmungsformen, einschließlich spontaner, assistierter und kontrollierter Beatmungsmodi. Dadurch ist es optimal an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassbar.
- **Leicht und kompakt:** Mit seinem geringen Gewicht und der kompakten Bauweise ist das Gerät ideal für den mobilen Einsatz, was die Lebensqualität und Mobilität der Patienten erheblich verbessert.
- **Intelligente Steuerung:** Die integrierte Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine präzise Überwachung und



Anpassung der Beatmungsparameter in Echtzeit, um eine optimale Unterstützung der Atmung zu gewährleisten.

- **Benutzerfreundliches Interface:** Das übersichtliche Farbdisplay und die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine einfache Bedienung durch Patienten, Angehörige und medizinisches Personal.
- **Lange Batterielaufzeit:** Die integrierte Batterie bietet eine zuverlässige Energieversorgung auch über mehrere Stunden, ideal für den Einsatz unterwegs oder bei Stromausfällen.
- **Umfangreiche Sicherheitsfunktionen:** Alarmfunktionen bei Fehlfunktionen, Verbindungsproblemen oder kritischen Patientenparametern gewährleisten höchste Sicherheit während der Beatmung.

Technische Daten:

- Datum der Herstellung (DOM): 2019
- Beatmungsmodi: CPAP, S, S/T, T, PC, VC, PSV, AVAPS
- Maximaler Beatmungsdruck: bis 40 cm H₂O
- Batterielaufzeit: bis zu 10 Stunden (abhängig von Nutzung und Einstellungen)
- Gewicht: ca. 2,1 kg inklusive Batterie
- Abmessungen: 22 x 14 x 7 cm (L x B x H)

Dieses **neuwertige ResMed Astral 150** Beatmungsgerät eignet sich besonders für Patienten, die eine zuverlässige, flexible und benutzerfreundliche Beatmungslösung benötigen – sei es zu Hause, unterwegs oder in der klinischen Umgebung. Die Kombination aus modernster Technik, hoher Mobilität und umfangreichen Sicherheitsmerkmalen macht das Astral 150 zu einer erstklassigen Wahl für die Langzeitbeatmung.

Hinweis: Das Gerät wurde sorgfältig geprüft und entspricht den aktuellen medizinischen Standards. Eine ausführliche Einweisung in die Bedienung sowie umfassende technische Dokumentation sind im Lieferumfang enthalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

