



[RESMED S9 ESCAPE - 36121](#)

SKU: BQ092023

~~450,00 €~~ **315,90 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#), [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ResMed S9 Escape ist ein CPAP-Gerät (Continuous Positive Airway Pressure), das zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Informationen und Merkmale des ResMed S9 Escape:

ResMed S9 Escape (Modell 36121)

- **Anwendungsbereich:** Das Gerät wird verwendet, um den Atemweg während des Schlafs offen zu halten, indem es einen konstanten Luftdruck liefert.
- **Technologie:** Der S9 Escape nutzt die Easy-Breathe-Technologie, die eine sanfte und natürliche Atmung ermöglicht.
- **Datenaufzeichnung:** Es bietet grundlegende Daten zur Therapieüberwachung, einschließlich der Anzahl der verwendeten Stunden und der Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI).
- **Design:** Das Gerät hat ein kompaktes und benutzerfreundliches Design, das es einfach macht, es im Schlafzimmer zu platzieren und zu bedienen.
- **Geräuschpegel:** Der S9 Escape ist bekannt für seinen leisen Betrieb, was den Komfort während des Schlafs erhöht.
- **Humidifier:** Es kann mit einem integrierten oder externen Befeuchter kombiniert werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und das Risiko von trockenen Atemwegen zu verringern.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

