



**RESMED STELLAR 150 24141**  
**BEATMUNGSGERÄT + RESMED H4I**  
**BEHEIZBARER ATEMLUFTBEFEUCHTER -**  
**UNGEPRÜFT**

SKU: EN012026



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ResMed Stellar™ 150** (Modell 24141) ist ein hochwertiges Beatmungsgerät für die invasive und nicht-invasive Anwendung bei Erwachsenen und Kindern. Der **ResMed H4i™** ist der passende beheizbare Atemluftbefeuchter, der nahtlos an die Stellar-Serie angeschlossen werden kann, um die Atemwege vor dem Austrocknen zu schützen.

**Hinweis zum Zustand „UNGEPRÜFT“:** Bei einem ungeprüften Medizinprodukt besteht das Risiko technischer Defekte oder abgelaufener Wartungsintervalle. Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) müssen solche Geräte vor einer erneuten klinischen Verwendung zwingend einer sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) unterzogen werden.  
ResMed Stellar 150 (Modell 24141)

- **Vielseitigkeit:** Das Gerät bietet eine breite Auswahl an Beatmungsmodi, darunter das exklusive **iVAPS** (intelligent Volume-Assured Pressure Support), das sich automatisch an die Atemfrequenz des Patienten anpasst.
- **Mobilität:** Dank seines geringen Gewichts und des integrierten Akkus ist es für den mobilen Einsatz geeignet.
- **Überwachung:** Es verfügt über Echtzeit-Anzeigen für Druck und Fluss sowie einen integrierten FiO<sub>2</sub>-Sensor zur Sauerstoffüberwachung.

### ResMed H4i Beheizbarer Atemluftbefeuchter

- **Integration:** Der H4i wird direkt an die Vorderseite des Stellar-Geräts angesteckt (nach Entfernen einer Gummiabdichtung) und rastet hörbar ein.
- **Kapazität:** Die Wasserkammer wird typischerweise mit 300 bis 400 ml Wasser befüllt.
- **Funktion:** Er nutzt moderne Heiztechnologie, um die Atemluft optimal zu befeuchten und den Patientenkomfort zu erhöhen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

