



**RHEOSCREEN LIGHT /
VENENFUNKTIONSMESSUNG / VENEN TEST
RHEOGRAPHIE INKL SOFTWARE , LAPTOP,
DRUCKER**

SKU: Z012013-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION
1.9.5

Driver and Info PAC CD

Software Handbuch Version 4.2 für Windows

Bedienungsanleitung des MessGerätes

Lap Top

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Blutdruckmessung & Diagnostik](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das System bestimmt auf photometrische Weise die Veränderungen des Blutvolumens in Untersuchungsabschnitt
Dazu wird mit Hilfe einer Leuchtdiode (LED) infrarotes Licht in den zu untersuchenden Gewebeabschnitt
gesendet und das reflektierte Licht mit einem Photosensor gemessen



Lieferumfang .

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION 1.9.5

Driver and Info PAC CD

Software Handbuch Version 4.2 für **Windows**

Bedienungsanleitung des MessGerätes

Lap Top ist alrt mit Gebrauchsspuren aber Vollfunktionsfähig (mit Netzteil)

Drucker

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

