



RHEOSCREEN LIGHT / VENENFUNKTIONSMESSUNG / VENEN TEST RHEOGRAPHIE INKL SOFTWARE , LAPTOP, DRUCKER

SKU: Z012013

zzgl. Versandkosten

gepflegt
mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION
1.9.5
Driver and Info PAC CD
Software Handbuch Version 4.2 für Windows
Bedienungsanleitung des MessGerätes
Lap Top

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Blutdruckmessung & Diagnostik

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das System bestimmt auf photometrische Weise die Veränderungen des Blutvolumens in Untersuchungsabschnitt Dazu wird mit Hilfe eioner Leuchtdiode (LED) infrarotes Licht in den zu untersuchenden Gewerbeabschnitt gesendet und das reflektierte Licht mit einem Photosensor gemessen



Lierferunfang.

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION 1.9.5
Driver and Info PAC CD
Software Handbuch Version 4.2 für Windows
Bedienungsanleitung des MessGerätes
Lap Top ist alrt mit Gebrauchsspuren aber Vollfunktionsfähig (mit Netzteil)
Drucker

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





