



**RHEOSCREEN LIGHT /**  
**VENENFUNKTIONSMESSUNG / VENEN TEST**  
**RHEOGRAPHIE INKL SOFTWARE , LAPTOP,**  
**DRUCKER**

**SKU:** Z012013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION  
1.9.5

Driver and Info PAC CD

Software Handbuch Version 4.2 für Windows

Bedienungsanleitung des MessGerätes

Lap Top

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Blutdruckmessung & Diagnostik](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das System bestimmt auf photometrische Weise die Veränderungen des Blutvolumens in Untersuchungsabschnitt  
Dazu wird mit Hilfe einer Leuchtdiode (LED) infrarotes Licht in den zu untersuchenden Gewebeabschnitt  
gesendet und das reflektierte Licht mit einem Photosensor gemessen

### Lieferumfang .

mit Software Version 4.2 / niccomo PC VERSION 1.9.5



Driver and Info PAC CD

Software Handbuch Version 4.2 für **Windows**

Bedienungsanleitung des MessGerätes

Lap Top ist alrt mit Gebrauchsspuren aber Vollfunktionsfähig ( mit Netzteil )

Drucker

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

