



[RICHARD WOLF 2228 RESECTION PUMP MIT BEHÄLTER...](#)

SKU: CJ082021-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Richard Wolf 2228 Resection Pump ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie, insbesondere in der Urologie und Gynäkologie, verwendet wird. Es dient zur Aspiration und Resektion von Gewebe während minimalinvasiver Eingriffe. Hier sind einige allgemeine Spezifikationen und Merkmale der Richard Wolf 2228 Resection Pump:

1. **Funktionalität:** Die Pumpe ermöglicht die gleichzeitige Aspiration und Resektion von Gewebe, was die Effizienz während des Eingriffs erhöht.
2. **Einstellbare Saugkraft:** Die Saugkraft kann in der Regel angepasst werden, um den spezifischen Anforderungen des Eingriffs gerecht zu werden.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit klaren Bedienelementen und einer intuitiven Benutzeroberfläche.
4. **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen helfen, Komplikationen während des Eingriffs zu vermeiden.
5. **Kompatibilität:** Die Pumpe ist oft mit verschiedenen chirurgischen Instrumenten und Zubehörteilen kompatibel, was ihre Vielseitigkeit erhöht.
6. **Kompakte Bauweise:** Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und Platzierung im OP.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

