



RICHARD WOLF 8380.041 ENDOSKOPISCHE ZANGE

SKU: DB012024-K

225,00 € 117,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **RICHARD WOLF 8380.041** ist eine endoskopische Zange, die in der minimalinvasiven Chirurgie und Endoskopie verwendet wird. Richard Wolf ist bekannt für die Herstellung hochwertiger medizinischer Instrumente, und diese Zange ist darauf ausgelegt, präzise Eingriffe in schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Instrument:

Hauptmerkmale der RICHARD WOLF 8380.041 Endoskopischen Zange:

- 1. Präzise Handhabung:**
 - Die Zange ist so konstruiert, dass sie eine präzise Kontrolle und Handhabung während des Eingriffs ermöglicht, was für die Sicherheit und Effektivität der Operation entscheidend ist.
- 2. Vielseitigkeit:**
 - Sie kann in verschiedenen endoskopischen Verfahren eingesetzt werden, einschließlich der Gastroenterologie, Urologie und Gynäkologie.
- 3. Ergonomisches Design:**
 - Das ergonomische Design sorgt für einen komfortablen Griff und erleichtert die Bedienung über längere Zeiträume.
- 4. Materialien:**
 - Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die sowohl Langlebigkeit als auch Sterilität gewährleisten. Die Zange kann autoklaviert werden, um sicherzustellen, dass sie hygienisch bleibt.
- 5. Verschiedene Größen und Konfigurationen:**
 - Richard Wolf bietet oft verschiedene Größen und Konfigurationen von Zangen an, um unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.



6. Sicherheitsmerkmale:

- Die Konstruktion der Zange minimiert das Risiko von Verletzungen oder Komplikationen während des Eingriffs.

Anwendungsgebiete

Die RICHARD WOLF 8380.041 Endoskopische Zange wird häufig in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Gastroenterologische Eingriffe
- Urologische Verfahren
- Gynäkologische Operationen
- Allgemeinchirurgie

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

