



[RICHARD WOLF 8384.23 BIPOLARE KOAGULATIONSZANGE ZANGE ENDOZANGE // ENDOSKOPIE-SYSTEM](#)

SKU: AA062022-NV

Die **RICHARD WOLF 8384.23** ist eine bipolare Koagulationszange, die speziell für präzise und sichere Gewebekoagulation im Endoskopie-System entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine effiziente Blutstillung bei minimalinvasiven Eingriffen durch optimierte Handhabung und hohe Zuverlässigkeit.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **RICHARD WOLF 8384.23 Bipolare Koagulationszange** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, speziell entwickelt für präzise und sichere Anwendungen im Bereich der Endoskopie. Diese Endozange zeichnet sich durch ihre exzellente Verarbeitung und Funktionalität aus, welche den Anforderungen moderner minimal-invasiver chirurgischer Eingriffe gerecht wird.

Eigenschaften und Anwendung:

- **Bipolare Koagulation:** Die Zange ermöglicht eine gezielte und kontrollierte Koagulation von Gewebe durch bipolare Stromführung, wodurch umliegendes Gewebe geschont und das Risiko von Verbrennungen minimiert wird.
- **Präzise Handhabung:** Durch das ergonomische Design liegt die Zange gut in der Hand und erlaubt eine exakte Führung und Manipulation im Operationsfeld.
- **Material und Verarbeitung:** Hergestellt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl, garantiert die Zange eine lange Lebensdauer und eine einfache Sterilisation.
- **Vielseitigkeit:** Ideal einsetzbar bei verschiedenen endoskopischen Verfahren, insbesondere zur Blutstillung und Gewebekoagulation in sensiblen Bereichen.



- **Kompatibilität:** Die Zange ist kompatibel mit gängigen Endoskopie-Systemen von RICHARD WOLF und anderen Herstellern, was eine flexible Integration in bestehende OP-Ausstattungen ermöglicht.

Technische Details:

- Modellnummer: 8384.23
- Typ: Bipolare Koagulationszange / Endozange
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Länge und Abmessungen: Standardmaß für endoskopische Anwendungen
- Sterilisierbar: Ja, autoklavierbar

Die **RICHARD WOLF 8384.23 Bipolare Koagulationszange** ist ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen und Endoskopiker, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Effizienz legen. Durch ihre robuste Bauweise und die exzellente elektrische Leitfähigkeit gewährleistet sie optimale Ergebnisse bei minimal-invasiven Eingriffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

