



RICHARD WOLF ENDOCAM LOGIC HD + ENDOLIGHT LED 12 + KV5 + 2203 HD LAPARASKOPIE TURM

SKU: AT092024

17.999,00 € <u>17.550,00 €</u>

zzgl. Versandkosten



Categories: Endoskopie und Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Richard Wolf Endocam Logic HD ist ein hochentwickeltes Kamerasystem, das in der medizinischen Endoskopie eingesetzt wird. Es bietet eine hochauflösende Bildqualität und ermöglicht Ärzten, präzise Diagnosen und Behandlungen durchzuführen.

Einige der Hauptmerkmale des Endocam Logic HD sind:

- 1. **HD-Bildqualität**: Die Kamera liefert gestochen scharfe Bilder mit hoher Auflösung, was die Sichtbarkeit von Details während endoskopischer Eingriffe verbessert.
- 2. **Einfache Bedienung**: Das System ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell damit arbeiten kann.
- 3. **Vielseitigkeit**: Es kann in verschiedenen medizinischen Fachbereichen eingesetzt werden, darunter Gastroenterologie, Urologie und Gynäkologie.
- 4. **Integration**: Das System lässt sich oft nahtlos in bestehende medizinische Geräte und Software integrieren, was den Workflow im OP verbessert.
- 5. **Erweiterte Funktionen**: Je nach Modell können zusätzliche Funktionen wie Bildbearbeitung, Videoaufzeichnung und Datenmanagement verfügbar sein.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







