



ROCHE REFLOTRON PLUS - BLUT ANALYSEGERÄT

SKU: CR042024

~~725,00 €~~ **585,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Roche Reflotron Plus ist ein tragbares Blutanalysengerät, das in der klinischen Diagnostik eingesetzt wird, um verschiedene Blutparameter schnell und effizient zu messen. Es ist besonders nützlich in Notaufnahmen, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen, wo eine schnelle Diagnose erforderlich ist. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen über den Roche Reflotron Plus:

Hauptmerkmale des Roche Reflotron Plus:

1. **Schnelle Ergebnisse:** Der Reflotron Plus ermöglicht die Durchführung von Tests und liefert innerhalb kurzer Zeit Ergebnisse, was für die sofortige Entscheidungsfindung in der Patientenversorgung entscheidend ist.
2. **Vielseitige Testmöglichkeiten:** Das Gerät kann eine Vielzahl von Blutparametern analysieren, darunter Blutzucker, Cholesterin, Leber- und Nierenwerte sowie andere biochemische Marker.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Mit einem intuitiven Bedienfeld und einfachen Anweisungen ist das Gerät leicht zu bedienen, auch für medizinisches Personal mit unterschiedlichem Erfahrungsgrad.
4. **Kompakte Größe:** Das tragbare Design macht es einfach, das Gerät in verschiedenen klinischen Umgebungen zu verwenden oder zu transportieren.
5. **Qualitätskontrolle:** Der Reflotron Plus verfügt über integrierte Qualitätskontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die Testergebnisse genau und zuverlässig sind.
6. **Datenmanagement:** Das Gerät bietet Möglichkeiten zur Speicherung und Übertragung von Testergebnissen, sodass diese einfach dokumentiert und analysiert werden können.
7. **Einsatzmöglichkeiten:** Es eignet sich sowohl für den Einsatz in stationären Einrichtungen als auch in der Hausarztpraxis oder bei mobilen Gesundheitsdiensten.
8. **Kosteneffizienz:** Durch die Möglichkeit, Tests vor Ort durchzuführen, können Kosten gesenkt und die Effizienz



der Patientenversorgung verbessert werden.

9. **Zubehör und Verbrauchsmaterialien:** Der Reflotron Plus verwendet spezielle Teststreifen und Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung der verschiedenen Tests erforderlich sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

