



[RODENSTOCK PHOROMAT](#)

SKU: AD072025-NV

Rodenstock Phoromat ist ein präzises Diagnostikgerät zur Bestimmung der subjektiven Refraktion und der Sehschärfe. Es ermöglicht durch innovative Messtechnologien eine schnelle und zuverlässige Anpassung von Brillengläsern für optimale Sehleistungen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Rodenstock Phoromat** ist ein hochmodernes, optometrisches Messgerät, das speziell für die präzise Refraktionsbestimmung und Brillenglasanpassung entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design und ermöglicht somit eine effiziente und exakte Ermittlung der Sehwerte.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Automatische Refraktionsmessung:** Der Phoromat führt schnelle und zuverlässige Messungen der sphärischen und zylindrischen Werte durch, was die Diagnostik deutlich erleichtert.
- **Präzise Zentrierung:** Dank integrierter Zentrierhilfen kann das Gerät optimal auf die Anatomie des Auges eingestellt werden, was die Messgenauigkeit erhöht.
- **Vielseitigkeit:** Der Phoromat ist kompatibel mit verschiedenen Brillenglasfassungen und ermöglicht somit individuelle Anpassungen für jeden Patienten.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet und unterstützt den Anwender durch intuitive Bedienoberflächen und komfortable Einstellmöglichkeiten.
- **Hochwertige Optik:** Rodenstock setzt auf erstklassige optische Komponenten, die eine klare und scharfe Sicht während der Untersuchung gewährleisten.

Anwendungsgebiete:



Der Rodenstock Phoromat eignet sich ideal für:

- Augentiker und Optometristen zur professionellen Refraktionsbestimmung
- Augenärzte als ergänzendes Gerät für die genaue Diagnostik
- Brillenglaszentren zur individuellen Anpassung von Sehhilfen

Vorteile für den Anwender und Patienten:

- Erhöhung der Messgenauigkeit durch automatische und präzise Technologien
- Zeitersparnis dank schneller und unkomplizierter Bedienung
- Verbesserte Patientenzufriedenheit durch komfortable und exakte Anpassung
- Reduzierung von Messfehlern durch integrierte Zentrierhilfen

Zusammenfassend bietet der **Rodenstock Phoromat** eine optimale Kombination aus Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit, die ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in der modernen Augenoptik und Optometrie macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

