



[RODENSTOCK RODAMAT -M](#)

SKU: EX072024

~~259,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rodenstock Rodamat-M ist ein Gerät, das in der Optik- und Augenoptikbranche verwendet wird. Es handelt sich dabei um einen automatisierten Messplatz, der zur Bestimmung von Brillengläsern und deren Eigenschaften dient. Der Rodamat-M kann verschiedene Parameter wie die Brechwerte, die Dicke und die Form von Brillengläsern messen. Die Geräte von Rodenstock sind bekannt für ihre Präzision und Zuverlässigkeit, was sie zu einer wichtigen Wahl für Augenoptiker und Labore macht. Sie ermöglichen eine genaue Anpassung von Brillen und tragen dazu bei, die Sehqualität der Kunden zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

