



[RODENSTOCK RODAVIST 2](#) [SEHZEICHENPROJEKTOR](#)

SKU: AS082024

~~978,00 €~~ **643,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rodenstock Rodavist 2 ist ein Sehzeichenprojektor, der in der Augenheilkunde und Optometrie verwendet wird, um Sehzeichen für Sehtests zu projizieren. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Rodavist 2:

1. **Vielseitige Sehzeichen:** Der Projektor kann verschiedene Arten von Sehzeichen anzeigen, darunter Buchstaben, Zahlen und Symbole, die für unterschiedliche Sehtests verwendet werden.
2. **Einstellbare Projektion:** Die Helligkeit und der Kontrast der projizierten Zeichen können oft angepasst werden, um optimale Bedingungen für den Test zu schaffen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Rodavist 2 ist in der Regel einfach zu bedienen, mit klaren Bedienelementen zur Auswahl der gewünschten Sehzeichen und zur Anpassung der Einstellungen.
4. **Kompakte Bauweise:** Der Projektor ist so konzipiert, dass er wenig Platz benötigt und leicht in eine Augenarztpraxis oder ein Optikergeschäft integriert werden kann.
5. **Präzise Ergebnisse:** Durch die Verwendung eines hochwertigen Projektionssystems liefert der Rodavist 2 präzise und klare Bilder, die für genaue Sehtests unerlässlich sind.
6. **Zuverlässigkeit:** Rodenstock ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte im Bereich Optik und Augenheilkunde, was auch für den Rodavist 2 gilt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

