



[RODENSTOCK SPALTLAMPE](#)

SKU: HT072021

555,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Rodenstock Spaltlampe** bietet präzise Beleuchtung und hochauflösende Optik für die detaillierte Untersuchung des vorderen Augenabschnitts. Sie überzeugt durch ergonomisches Design und zuverlässige Lichtsteuerung, um Diagnosen effizient und komfortabel zu ermöglichen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Rodenstock Spaltlampe** ist ein hochpräzises medizinisches Gerät, das speziell für die ophthalmologische Diagnostik entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine detaillierte und scharfe Betrachtung der vorderen und hinteren Augenabschnitte, wodurch Augenärzte und Optometristen präzise Diagnosen stellen und Behandlungsentscheidungen treffen können.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Optische Präzision:** Ausgestattet mit hochwertigen Linsen und einem verstellbaren Mikroskop bietet die Rodenstock Spaltlampe eine exzellente Bildklarheit und Tiefenschärfe.
- **Verstellbare Spaltblende:** Die variable Spaltbreite und -höhe ermöglichen eine flexible Beleuchtung des Auges, wodurch unterschiedliche Strukturen optimal hervorgehoben werden können.
- **Ergonomisches Design:** Die Spaltlampe ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine komfortable Handhabung auch bei längeren Untersuchungen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige



Funktion auch bei intensiver Nutzung im klinischen Alltag.

- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ideal zur Untersuchung von Hornhaut, Bindehaut, Linse, Iris sowie des vorderen Augenabschnitts. Auch die Beurteilung des Kammerwassers und die Detektion von pathologischen Veränderungen sind möglich.

Technische Details:

- Vergrößerungsstufen: Mehrere Einstellungen zur Anpassung an die Untersuchungsanforderung
- Beleuchtung: Leistungsstarke Halogen- oder LED-Lichtquelle mit einstellbarer Intensität
- Mikroskop: Binokular, mit Dioptrieneinstellung zur individuellen Anpassung
- Stromversorgung: Effizient und energiesparend, kompatibel mit gängigen Netzanschlüssen

Die **Rodenstock Spaltlampe** stellt somit eine unverzichtbare Ausstattung in jeder augenärztlichen Praxis oder Klinik dar, die auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit Wert legt. Durch ihre präzise Optik und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unterstützt sie eine umfassende und genaue Augenuntersuchung, die für eine erfolgreiche Diagnostik und Therapie entscheidend ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

