



RÖNTGENANLAGE NAGEL UND GOLLER HOFFMANN MD SELECTOR FÜR DIE UROLOGIE

SKU: V01-062013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Röntgenanlage aus einer Urologischen Arztpraxis

Röhre : Nagel und Goller Typ. NDU 250

Generator : Hofmann SELECTOR MD Typ. R2150000 / KVA intermitt 75 / Oberspannung. 125KV / Unterspannung 380V / Hertz 50/60Hz

Artikelstandort . Hamburg

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

