



## RÖNTGENBILDVERSTÄRKER PHILIPS POLYDIAGNOST C2

SKU: 10-092013

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig



**MEDICAL**  
**TRADE CENTER**  
HAMBURG

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

## GALLERIE

