



## **RÖNTGENBILDVERSTÄRKER PHILIPS POLYDIAGNOST C2**

**SKU:** 10-092013

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Verstärker stammt aus einem Katheterlabor und war an einem Philips Diagnost C2 angeschlossen

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



**MEDICAL**  
**TRADE CENTER**  
HAMBURG

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

