



RUCK HEISLUFTSTERILISATOR, STERILISATOR 75

SKU: Q092011

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig & Neuwertig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

neuwertig Heißluftsterilisator mit 2 Einschubblechen und Handgriff. Mechanische Luftbewegung für perfekten Wärmeausgleich

(von den Gesundheitsbehörden gefordert)

Vollsterilisation in 60 Minuten Vollautomatischer Sterilisationsablauf anerkanntes

Sterilisationsverfahren nach DIN 58947, zertifiziert nach dem MPG Optimale Raumausnutzung

durch zwei Tablett (29x19 cm) Befüllung von vorne (einbaufähig) Innen und außen Edelstahl

Technische Datenaußen (BxHxT) 31 x 26 x 39,5cm

Innen (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5cm

Spannung: 230 V/50Hz

Leistung: 650 W

Gewicht: 12 kg

Volumen: 4 Liter

Vollfunktionsfähig & Neuwertig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

