



RUCK HEISSLUFTSTERILISATOR, STERILISATOR 75

SKU: Q092011

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig & Neuwertig www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

neuwertig Heißluftsterilisator mit 2 Einschubblechen und Handgriff.Mechanische Luftbewegung für perfekten Wärmeausgleich

(von den Gesundheitsbehörden gefordert)

Vollsterilisation in 60 MinutenVollautomatischer Sterilisationsablaufanerkanntes Sterilisationsverfahren nach DIN 58947,zertifiziert nach dem MPGOptimale Raumausnutzung durch zwei Tabletts(29x19 cm)Befüllung von vorne (einbaufähig)Innen und außen Edelstahl Technische Datenaußen (BxHxT) 31 x 26 x 39,5cm

Innen (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5cm

Spannung: 230 V/50Hz

Leistung: 650 W Gewicht: 12 kg Volumen: 4 Liter

Vollfunktionsfähig & Neuwertig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

