



SAKURA TISSUE-TEK TEC 5 EME-2

SKU: DM032025

zzgl. [Versandkosten](#)

Sakura Tissue-Tek TEC 5 EME-2 ist ein hochpräziser, automatisierter Gewebeschnideautomat, der eine zuverlässige und effiziente Probenvorbereitung für histologische Analysen garantiert. Das System überzeugt durch seine einfache Bedienung und präzise Schnittergebnisse, wodurch es ideal für den Einsatz in pathologischen Laboren geeignet ist.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

