



## **SAKURA TISSUE-TEK TEC 5 EME-2**

**SKU:** DM032025

**Sakura Tissue-Tek TEC 5 EME-2** ist ein hochpräziser, automatisierter Gewebeschnideautomat, der eine zuverlässige und effiziente Probenvorbereitung für histologische Analysen garantiert. Das System überzeugt durch seine einfache Bedienung und präzise Schnittergebnisse, wodurch es ideal für den Einsatz in pathologischen Laboren geeignet ist.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

