



## **SALVIA ELISA 800 INTENSIVBEATMUNG BEATMUNG DOM 2017**

**SKU:** BK102023

**Salvia elisa 800 Intensivbeatmung** bietet eine zuverlässige und präzise Beatmungslösung für den intensivmedizinischen Einsatz. Das Gerät gewährleistet eine optimale Atemunterstützung bei Patienten mit akutem Atemversagen und entspricht den neuesten medizinischen Standards gemäß DOM 2017.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Salvia elisa 800 Intensivbeatmung Beatmung DOM 2017** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das speziell für den Einsatz in der Intensivmedizin entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Unterstützung der Atemfunktion bei Patienten mit akutem oder chronischem Atemversagen.

Dieses Gerät zeichnet sich durch seine vielfältigen Beatmungsmodi aus, die individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

- **Vielfältige Beatmungsmodi:** einschließlich kontrollierter, assistierter und unterstützter Beatmung sowie nichtinvasiver Beatmungsoptionen.
- **Hohe Präzision:** Dank moderner Sensorik und Algorithmen wird eine exakte Steuerung von Atemzugvolumen, Druck und Frequenz gewährleistet.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Touch-Display ermöglicht eine einfache Einstellung und Überwachung der Beatmungsparameter.
- **Integrierte Überwachungsfunktionen:** Kontinuierliche Messung und Anzeige von Atemwegsdruck, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz und anderen relevanten Parametern.
- **Robustheit und Zuverlässigkeit:** Ausgelegt für den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen klinischen



Bedingungen.

Das Salvia elisa 800 unterstützt Ärzte und Pflegepersonal dabei, eine optimale Beatmungstherapie zu gewährleisten und die Patientensicherheit zu erhöhen. Durch seine flexiblen Einstellmöglichkeiten eignet es sich sowohl für den Einsatz bei Neugeborenen, Kindern als auch Erwachsenen.

**Zusammenfassung der Vorteile:**

- Präzise und anpassbare Beatmungsmodi
- Einfache und sichere Bedienung
- Umfassende Überwachung zur frühzeitigen Erkennung von Komplikationen
- Robustes Design für den intensiven klinischen Einsatz

Das Beatmungsgerät Salvia elisa 800 Intensivbeatmung Beatmung DOM 2017 stellt somit eine zuverlässige Lösung für die moderne Intensivbeatmung dar und unterstützt effektiv die Behandlung kritisch erkrankter Patienten.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

