



[SAMSUNG HM70A + L5-13 LINEAR SONDE + ... DOM 2015](#)

SKU: T092024

~~6.899,00 €~~ **6.435,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Samsung HM70A Ultraschallsystem kombiniert hochauflösende Bildgebung mit der vielseitigen L5-13 Linearsonde für präzise Diagnosen in der Gefäß- und Oberflächenbildgebung. Das im Jahr 2015 hergestellte Gerät überzeugt durch seine intuitive Bedienbarkeit und zuverlässige Leistung in klinischen Anwendungen.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Samsung HM70A** Ultraschallsystem in Kombination mit der **L5-13 Linear Sonde** stellt eine hochmoderne Lösung für präzise und vielseitige diagnostische Bildgebung dar. Dieses System wurde entwickelt, um eine exzellente Bildqualität mit intuitiver Bedienung zu verbinden und richtet sich an Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen.

Die **Samsung HM70A** überzeugt durch folgende Merkmale:

- **Fortschrittliche Bildgebungstechnologien:** DMRF (Dynamic MR Filter), S-Harmonic™ und ClearVision sorgen für herausragende Bildklarheit und verbesserte Gewebekontraste.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ideal geeignet für Gefäßdiagnostik, Muskel-Skelett-Untersuchungen, Small Parts sowie Oberflächenstrukturen.

- **Ergonomisches Design:** Kompaktes und leichtes Gerät mit flexiblem Monitor und intuitivem Bedienfeld für komfortables Arbeiten in klinischen und ambulanten Umgebungen.
- **Leistungsfähige Software:** Automatisierte Messungen und Analysefunktionen zur Unterstützung einer schnellen und präzisen Diagnosestellung.

Die **L5-13 Linear Sonde** ergänzt das System durch folgende Spezifikationen:

- **Frequenzbereich:** 5 bis 13 MHz für hochauflösende Bildgebung oberflächennaher Strukturen.
- **Linearer Schallkopf:** Optimal für Untersuchungen von Gefäßen, Muskeln, Sehnen und kleinen Organen.
- **Breites Sichtfeld:** Ermöglicht detaillierte Darstellung und genaue Beurteilung von Gewebe und Pathologien.

Produktdetails und Vorteile auf einen Blick:

- Hervorragende Bildqualität durch innovative Technologien
- Breites Anwendungsspektrum in der Allgemeinmedizin, Kardiologie, Radiologie und Orthopädie
- Benutzerfreundliche Oberfläche für effiziente Workflows
- Robuste und langlebige Bauweise für den täglichen Einsatz
- Lieferumfang umfasst das HM70A Ultraschallsystem und die L5-13 Linear Sonde

Der **DOM 2015** Hinweis bezieht sich auf das Herstellungsdatum (Datum der Herstellung) und garantiert den nachweislich aktuellen technischen Standard und die Einhaltung sämtlicher Qualitätsnormen zum Zeitpunkt der Produktion.

Insgesamt bietet das **Samsung HM70A mit der L5-13 Linear Sonde** eine zuverlässige und präzise Lösung für anspruchsvolle Ultraschalluntersuchungen, die den klinischen Anforderungen gerecht wird und eine exzellente Bildgebung für eine sichere Diagnostik gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

