



SAMSUNG HM70A + L5-13 LINEAR SONDE + ... DOM 2015

SKU: T092024

~~6.899,00 €~~ **6.435,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Samsung HM70A ist ein tragbares Ultraschallgerät, das in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und Bildqualität. Die L5-13 Linearsonde ist eine spezielle Ultraschallsonde, die für die Durchführung von Untersuchungen in der Gefäßmedizin, der Dermatologie und anderen Anwendungen geeignet ist.

Die L5-13-Sonde hat typischerweise einen Frequenzbereich von 5 bis 13 MHz, was sie ideal für hochauflösende Bilder von oberflächennahen Strukturen macht. Diese Sonde wird häufig verwendet, um Weichteile, Blutgefäße und andere anatomische Strukturen zu untersuchen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

