



SAMSUNG MYSONO U6 ULTRASCHALLGERÄT 2013 - ERSATZTEILTRÄGER

SKU: GF082025

595,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **SAMSUNG MySono U6 Ultraschallgerät 2013** ist ein hochwertiges diagnostisches System, das speziell für die Bedürfnisse moderner medizinischer Einrichtungen entwickelt wurde. Als **Ersatzteilträger** bietet dieses Gerät eine wertvolle Ressource für Kliniken und Praxen, die ihre bestehenden MySono U6 Systeme warten oder reparieren möchten.

Produktbeschreibung:

- **Modell:** SAMSUNG MySono U6 Ultraschallgerät, Baujahr 2013
- **Zustand:** Funktionstüchtiges Ersatzteilträger-Gerät, ideal zur Gewinnung von Ersatzkomponenten
- **Verwendungszweck:** Geeignet zur Instandhaltung und Reparatur von MySono U6 Ultraschallgeräten
- **Technische Merkmale:** Hochwertige Ultraschalltechnologie von Samsung, zuverlässige Bildgebung für vielfältige medizinische Anwendungen

Vorteile als Ersatzteilträger:

- Ermöglicht die kosteneffiziente Beschaffung originaler Samsung Ersatzteile
- Reduziert Ausfallzeiten durch schnelle Verfügbarkeit notwendiger Komponenten
- Erhöht die Lebensdauer und Betriebssicherheit Ihrer MySono U6 Ultraschallgeräte
- Unterstützt die nachhaltige Nutzung vorhandener medizinischer Geräte



Anwendungsbereiche:

Das SAMSUNG MySono U6 ist in verschiedensten medizinischen Fachrichtungen einsetzbar, darunter:

- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Radiologie
- Notfallmedizin

Zusammenfassung:

Der SAMSUNG MySono U6 Ultraschallgerät 2013 als Ersatzteilträger stellt eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, die Wartung und Reparatur Ihrer Ultraschallsysteme sicherzustellen. Durch die Nutzung dieses Geräts als Ersatzteilquelle können Sie eine kontinuierliche und zuverlässige Funktion Ihrer MySono U6 Systeme gewährleisten und somit eine hochwertige Patientenversorgung unterstützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

