




SARSTEDT TOPSWING CL BLOOD COLLECTION MONITOR WITH BARCODE READER

SKU: BE082023

1.399,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

SARSTEDT TOPSWING CL ist ein innovativer Blutentnahmemonitor mit integriertem Barcode-Leser, der eine präzise und effiziente Probenidentifikation gewährleistet. Das ergonomische Design unterstützt eine sichere Handhabung und optimiert den Workflow im Laboralltag.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SARSTEDT TOPSWING CL** ist ein hochmoderner Blutentnahmemonitor, der speziell für den Einsatz in medizinischen Laboren und klinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert präzise Überwachung der Blutentnahme mit einer integrierten Barcode-Leseinheit, um eine effiziente und sichere Probenverwaltung zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Überwachung:** Der TOPSWING CL ermöglicht eine exakte Kontrolle des Blutflusses während der Entnahme, was die Qualität der Proben sicherstellt und Fehler minimiert.
- **Integrierter Barcode-Reader:** Die integrierte Barcode-Erkennung sorgt für eine schnelle und fehlerfreie Identifikation der Probenbehälter. Dadurch wird die Probenverwechslung vermieden und die Rückverfolgbarkeit verbessert.



- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design erleichtert die Handhabung im Arbeitsalltag und unterstützt medizinisches Personal bei der effizienten Durchführung von Blutentnahmen.
- **Kompatibilität:** Der Monitor ist mit gängigen Blutentnahmesystemen und Probenröhrchen kompatibel, was eine flexible Nutzung in verschiedenen klinischen Umgebungen ermöglicht.
- **Hygienisch und leicht zu reinigen:** Die glatten Oberflächen und das robuste Gehäuse sind einfach zu desinfizieren, was höchste Hygieneanforderungen erfüllt.
- **Digitale Schnittstellen:** Das Gerät verfügt über moderne Schnittstellen zur Anbindung an Laborinformationssysteme (LIS), wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsprozesse möglich ist.

Anwendungsbereiche:

Der SARSTEDT TOPSWING CL eignet sich ideal für die Verwendung in:

- Klinischen Laboren
- Krankenhäusern
- Ambulanten Einrichtungen
- Blutspendezentren
- Forschungslaboren

Mit dem SARSTEDT TOPSWING CL profitieren Sie von einer zuverlässigen und sicheren Blutentnahme, die sowohl die Patientensicherheit als auch die Effizienz Ihrer Laborprozesse verbessert. Die Kombination aus präziser Überwachung und automatischer Probenidentifikation macht dieses Gerät zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für moderne medizinische Einrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

