



SAUGER MIT EINGEBAUTEM FILTER PA 2500

SKU: W042015

355,81 €

Abmessungen ca. 30 x 32 x 25 (Tiefe)

Durchmesser . Ca 7 cm

Typ .2500

0,075 Kw / 2150 U/mn

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen ca. 30 x 32 x 25 (Tiefe)

Durchmesser . Ca 7 cm

Typ .2500

0,075 Kw / 2150 U/mn

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

20 kg



GALLERIE

