



[SCANMED MEDICAL 200-20 -TOURNI COMP TOURNIQUET MODEL 200-20](#)

SKU: JU112024

525,00 € ~~468,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ScanMed Medical 200-20** Tourniquet, auch bekannt als **Tourni Comp Tourniquet Model 200-20**, ist ein medizinisches Gerät, das zur Blutstillung bei Verletzungen oder chirurgischen Eingriffen eingesetzt wird. Tourniquets sind wichtig, um die Blutzufuhr zu einem bestimmten Körperteil zu unterbrechen und so schwere Blutungen zu kontrollieren.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Informationen, die typischerweise mit solchen Tourniquets verbunden sind:

1. **Anwendung:** Das Tourniquet wird häufig in Notfallsituationen verwendet, um akute Blutungen zu stoppen, insbesondere bei traumatischen Verletzungen der Extremitäten.
2. **Design:** Es hat in der Regel ein einfaches und effektives Design, das eine schnelle Anwendung ermöglicht. Oft besteht es aus einem flexiblen Band und einem Mechanismus zur sicheren Befestigung.
3. **Materialien:** Die Materialien sind in der Regel robust und leicht zu reinigen, um den hygienischen Anforderungen im medizinischen Bereich gerecht zu werden.
4. **Einstellbarkeit:** Viele moderne Tourniquets bieten eine einfache Möglichkeit zur Anpassung an verschiedene Arm- oder Beinumfangfänge.
5. **Sichtbarkeit:** Einige Modelle haben farbige Markierungen oder Indikatoren, die helfen können, den Status des Tourniquets während des Einsatzes zu überwachen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

