



## SCHILLER AT-10 - EKG MIT ABLEITUNGSKABEL

SKU: DE062025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung: Schiller AT-10

Funktion: Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, Spiroergometrie (je nach Konfiguration)

Einsatzbereich: Kardiologie, Hausarztpraxis, Klinik

Merkmale:

- 12-Kanal-EKG
- Integrierter Drucker
- Farbdisplay
- Speicherfunktion für Patientendaten
- Mit EKG-Ableitungskabel
- Optional: Belastungsmodul oder Spirometrie-Erweiterung

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

