



[SCHILLER AT-102 PLUS - EKG - MIT PATIENTENKABEL](#)

SKU: HS042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Schiller AT-102 plus ist ein kompaktes EKG-Gerät, das präzise 12-Kanal-EKG-Aufnahmen ermöglicht und durch das integrierte Patienten-kabel eine zuverlässige Signalübertragung gewährleistet. Es eignet sich ideal für den klinischen Einsatz und bietet eine benutzerfreundliche Bedienung bei hoher Messgenauigkeit.



Categories: [EKG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Schiller AT-102 plus** ist ein hochmodernes, tragbares Elektrokardiogramm (EKG)-Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Kliniken, Praxen und im mobilen Bereich entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und zuverlässige Aufzeichnung der Herzaktivität mit benutzerfreundlicher Bedienung und umfassenden Analysefunktionen.

Hauptmerkmale des Schiller AT-102 plus:

- **12-Kanal EKG-Aufzeichnung:** Ermöglicht eine simultane Erfassung aller 12 Ableitungen für eine detaillierte Herzdiagnostik.
- **Integriertes Patienten-kabel:** Das hochwertige Patienten-kabel ist bereits im Lieferumfang enthalten und gewährleistet eine sichere und störungsfreie Signalübertragung.
- **Hohe Signalqualität:** Das Gerät verfügt über eine ausgezeichnete Filtertechnik zur Minimierung von Artefakten und Störsignalen, was zu klaren und aussagekräftigen EKG-Kurven führt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das gut ablesbare Display und die intuitive Menüführung ermöglichen

eine schnelle und einfache Handhabung, auch unter Zeitdruck.

- **Flexible Datenverwaltung:** EKG-Daten können direkt am Gerät gespeichert, auf einen PC übertragen oder mittels integrierter Schnittstellen weiterverarbeitet werden.
- **Robustes und mobiles Design:** Das kompakte und leichte Gehäuse macht das AT-102 plus ideal für den Einsatz sowohl in der stationären Versorgung als auch in der Notfallmedizin und im Rettungsdienst.
- **Vielfältige Analyseoptionen:** Automatische Interpretation der EKG-Daten unterstützt den Arzt bei der Diagnose von Herzrhythmusstörungen, Ischämien und anderen kardiologischen Auffälligkeiten.

Das Schiller AT-102 plus kombiniert modernste Technologie mit praxisorientiertem Design. Es erfüllt die hohen Anforderungen klinischer Standards und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen bei der Patientenversorgung zu treffen.

Technische Highlights im Überblick:

- Abtastfrequenz: Hochauflösende digitale Signalverarbeitung
- Speicherkapazität: Umfangreiche interne Speicherung von EKG-Daten
- Anschlüsse: USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku für bis zu mehreren Stunden Betrieb
- Zertifizierungen: Erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Richtlinien

Mit dem **Schiller AT-102 plus** erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsfähiges EKG-Gerät, das Ihnen bei der kardiologischen Diagnostik wertvolle Unterstützung bietet – inklusive des praktischen Patientenkabels für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

