



SCHILLER MT-101 LZ EKG / LANGEZEIT EKG-HOLTER / EKG-REKORDER

SKU: CS012026-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [EKG](#), [EKG Ergometrie und Spirometrie](#),
[Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

LZ EKG Gerät Hersteller : Schiller / Modell:MT-101 /

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Signalkontrolle über alle Kanäle
- Simultane Aufnahme von zwei oder drei Kanälen - je nach EKG-Kabel
- Batterie: 1 Stück AA Alkaline 1,5 V, wahlweise aufladbarer Akku (NiMH) 1,2 V / 2000 mAh
- SD Memory Card mit 64 MB



- Datenübertragung zum PC auch mit eingebauter USB 1.1-Schnittstelle möglich
- 2-Tasten-Bedienung in menügeführter System-Software
- Sprachaufzeichnungsfunktion für Patientendaten und Ereignisse
- Eingebaute Uhr mit verschiedenen Datumsformaten
- Batteriestatusanzeige und Aufzeichnungsstatusanzeige

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

