



## SCHMITZ MEDI-MATIC SERIE 115.525 GYNÄKOLOGISCHER UNTERSUCHUNGS- STUHL GYNSTUHL

**SKU:** CA102021

**Schmitz Medi-Matic Serie 115.525** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der durch seine ergonomische Bauweise und stabile Konstruktion optimale Arbeitsbedingungen für medizinisches Fachpersonal bietet. Der Gynstuhl ermöglicht flexible Positionierungen und sorgt dank hygienischer Materialien für eine sichere und komfortable Untersuchung.



---

**Categories:** [Gynäkologie und Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Schmitz Medi-Matic Serie 115.525** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der speziell für den Einsatz in gynäkologischen Praxen, Kliniken und medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieser Gynstuhl vereint durchdachtes Design, ergonomische Funktionalität und erstklassige Verarbeitung, um eine optimale Untersuchungssituation für Ärztinnen und Ärzte sowie maximalen Komfort für Patientinnen zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der Untersuchungsstuhl ist so konzipiert, dass sowohl die Patientin als auch der Untersuchende eine komfortable und rückschonende Position einnehmen können. Die verstellbaren Beinhalter und die stufenlos verstellbare Rückenlehne ermöglichen individuelle Anpassungen.
- **Höhenverstellbarkeit:** Die elektrisch oder hydraulisch gesteuerte Höhenverstellung erlaubt eine einfache Anpassung an die jeweilige Untersuchungssituation und erleichtert das Ein- und Aussteigen für die Patientin.
- **Robuste und hygienische Materialien:** Die Polsterung ist aus hochwertigem, pflegeleichtem und desinfizierbarem Material gefertigt, das den strengen Hygieneanforderungen in medizinischen Einrichtungen entspricht.



- **Stabile Konstruktion:** Der Gynstuhl ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet durch seine stabile Bauweise einen sicheren Stand während der Untersuchung.
- **Zusätzliche Ausstattung:** Optional können Armstützen, Schubladen oder integrierte Gerätehalterungen ergänzt werden, um den Untersuchungsprozess weiter zu optimieren.

#### **Technische Daten (Auswahl):**

- Verstellbare Rückenlehne: stufenlos
- Beinhalter: individuell einstellbar
- Höhenverstellung: elektrisch oder hydraulisch (modellabhängig)
- Polsterfarbe: vielfältige Auswahl möglich
- Tragfähigkeit: bis zu 150 kg

Der **Schmitz Medi-Matic Serie 115.525 Gynäkologische Untersuchungsstuhl** ist eine zuverlässige und komfortable Lösung für moderne gynäkologische Untersuchungen. Er unterstützt das medizinische Personal durch seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Untersuchungssituation für die Patientin.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

